

# Radiofrekvenca *lifting obraz, vrat & dekolte*

Monopolarna ali bipolarna radiofrekvenca cilja specifično globino tkiva. Vidni rezultati so opazni že po prvi seriji, optimalni pa po 6 tretmajih v razmaku 2 tednov. Protokol prilagodimo glede na vaše potrebe – obraz, vrat ali področje oči.

## 01 PRIPRAVA NA TRETMA

- Na tretma z očiščenim obrazom, brez ličil
- 48 ur pred tretmajem ne nanašajte retinola ali AHA/BHA
- Izogibajte se sončni svetlobi 48 ur pred tretmajem
- Sporočite kovinske vsadke in zdravila
- Dobra hidriranost kože izboljša prevajanje energije

## 02 INDIKACIJE

- Uvela in ohlapna koža obraza
- Drobne do zmerne gube
- Izguba čvrstosti in tonusa
- Padajoče veke in kotički oči
- Koža vratu in dekolteja
- Vzdrževanje po HIFU tretmaju

## 03 KONTRAINDIKACIJE

- Nosečnost in dojenje
- Kovinski vsadki v obravnavanem predelu
- Srčni spodbujevalnik
- Aktivna vnetja, herpes, rane
- Maligna obolenja
- Epilepsija

## 04 NEGA PO TRETMAJU

- 24 ur brez savne, bazena, intenzivne vadbe
- 48 ur ne nanašajte retinola ali agresivnih kislin
- Blaga vlažilna krema za pomiritev
- SPF zaščita obvezna vsak dan
- Rahla rdečica mine v 2–4 urah – normalno
- Za optimum: serija 6 tretmajev

### NASVET KOZMETIČARKE

Radiofrekvenca je odlična naložba za vzdrževanje HIFU rezultatov. Kombinacija enkrat letno HIFU + mesečna radiofrekvenca vzdržuje kožo čvrsto in polno vse leto – brez posegov.

KOLAGEN

ELASTIN

LIFTING

TONIZACIJA

BREZ OKREVANJA