

Laser *odstranjevanje tetovaž*

Q-switched Nd:YAG laser oddaja izjemno kratke, intenzivne impulze svetlobe (1064 nm za temne barve, 532 nm za rdeče in tople tone), ki se selektivno absorbirajo v pigmentnih delcih tetovaže. Energija razdrobi pigment na mikroskopske delčke, ki jih imunski sistem postopoma naravno odstrani. Vsaka barva zahteva specifično valovno dolžino — najtežje so bele, rumene in svetlozelene tetovaže.

01 PRIPRAVA NA TRETMA

- Področje tetovaže zaščitite pred soncem vsaj 4 tedne pred tretmajem
- Na tretma z očiščeno kožo, brez krem, losjonov ali samozatemnilcev
- Sporočite vsa zdravila, ki jih jemljete (zlasti fotosenzibilizirajoča in antikoagulantna)
- Pred prvim tretmajem priporočamo testno obravnavo za oceno reakcije kože
- Sveže tetovaže (mlajše od 6 tednov) niso primerne za lasersko obravnavo

02 INDIKACIJE

- Popolna odstranitev amaterskih in profesionalnih tetovaž
- Posvetlitev tetovaže pred korekcijsko tetovazo (cover-up)
- Odstranitev permanentnega make-upa (obrvi, ustnice, očesna linija)
- Posvetlitev starejše tetovaže, ki je spremenila barvo ali obrise
- Korekcija nepravilno izvedene tetovaže
- Odstranitev travmatske tetovaže (asfalt, svinčnik po poškodbah)

03 KONTRAINDIKACIJE

- Nosečnost in dojenje
- Sveže zagorela ali bronasta koža na področju tretmaja
- Aktivne kožne okužbe, herpes ali vnetja na področju tetovaže
- Keloidna nagnjenost — visoko tveganje za nastanek brazgotin
- Fotosenzibilizirajoča zdravila (retinoidi, nekateri antibiotiki)
- Roaccutane v zadnjih 6 mesecih
- Tetovaže z belim, rumenim ali kovinskim pigmentom — možno paradoksalno temnjenje

04 NEGA PO TRETMAJU

- Takoj po tretmaju hladite področje z gelom aloe vera 10–15 minut
- Nanesite tanko plast panthenola in pokrijte s sterilno gazo 24–48 ur
- Mehurčki po tretmaju so normalni — ne prebadajte jih
- 4 tedne brez sončenja in obvezna SPF 50+ zaščita vsak dan
- Izogibajte se savni, bazenu in intenzivni vadbi 1 teden po tretmaju
- Med serijami počakajte vsaj 6–8 tednov — imunski sistem potrebuje čas
- Za popolno odstranitev je potrebnih 5–15 tretmajev glede na barve in globino

NASVET KOZMETIČARKE

Vsaka tetovaža je zgodba zase — starost, barve, globina pigmenta in fototipi kože določijo število potrebnih tretmajev. Amaterske tetovaže so pogosto lažje za odstranitev kot profesionalne, ker je pigment manj globoko. Potrpežljivost in dosledna zaščita pred soncem med serijami sta ključ do uspešne in varne odstranitve.

Q-SWITCHED ND:YAG

1064 NM / 532 NM

VSE TETOVAŽE

PERMANENTNI MAKE-UP

POSTOPNA ODSTRANITEV