

# Radiofrequenza *rassodante*

La radiofrequenza genera calore controllato nelle strutture profonde della pelle, stimolando la produzione di nuovo collagene ed elastina per un effetto liftante e rassodante duraturo.

## 01 PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO

- Pelle pulita e leggermente idratata.
- Rimuovere bigiotteria metallica nelle zone da trattare.
- Comunicare presenza di protesi metalliche, pacemaker o impianti.
- Informare l'estetista di eventuali disturbi circolatori.

## 02 INDICAZIONI

- Flaccidita cutanea su addome, interno coscia, braccia e glutei.
- Rughe corporee e perdita di elasticita della pelle.
- Post-dimagrimento per rassodare la pelle rilassata.
- Stimolazione del collagene per un effetto lifting naturale.

## 03 CONTROINDICAZIONI

- Gravidanza e allattamento.
- Pacemaker o defibrillatori impiantati.
- Protesi metalliche nella zona da trattare.
- Tumori maligni attivi.
- Malattie autoimmuni della pelle.
- Trombosi venosa profonda nella zona.

## 04 CURA POST-TRATTAMENTO

- Applicare la crema rassodante consigliata dall'estetista.
- Evitare esposizione solare diretta nelle 24 ore successive.
- Bere abbondante acqua per favorire la rigenerazione tissutale.
- Evitare bagni caldi o sauna nelle 24 ore dopo il trattamento.

## CONSIGLIO DELL'ESTETISTA

*I risultati della radiofrequenza sono progressivi e cumulativi: il collagene si rinnova nel corso di settimane. Un ciclo completo di 6-10 sedute offre risultati ottimali e duraturi.*

radiofrequenza

collagene

rassodamento

lifting

anti-age