

EMS *microcorrenti lifting*

Le microcorrenti EMS (Electrical Muscle Stimulation) imitano i naturali impulsi bioelettrici del corpo e stimolano i muscoli del viso. Il risultato è un visibile lifting e tonificazione senza aghi — i muscoli si rafforzano, i contorni si definiscono, il sistema linfatico si attiva. L'effetto cumulativo si sviluppa con ogni serie.

01 PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO

- Nessuna preparazione specifica richiesta.
- Adatto tutto l'anno.

02 INDICAZIONI

- Muscoli del viso flaccidi.
- Perdita dei contorni e della definizione della mandibola.
- Prevenzione dopo i 30 anni.
- Mantenimento dopo HIFU o radiofrequenza.

03 CONTROINDICAZIONI

- Gravidanza e allattamento.
- Pacemaker.
- Impianti metallici nell'area.
- Epilessia.
- Herpes attivo o infezioni.

04 CURA POST-TRATTAMENTO

- Nessuna restrizione particolare.
- Nessun recupero.
- Protezione SPF consigliata.

CONSIGLIO DELL'ESTETISTA

Le microcorrenti sono ideali per mantenere i risultati dopo HIFU o radiofrequenza — il tono muscolare si mantiene, i contorni rimangono definiti. Le consiglio mensilmente come cura di mantenimento.

microcorrenti

lifting

muscoli

contorni

senza aghi